

PRESERFLO™ MicroShunt Instructions for Use (en)

INTRODUCTION


The PRESERFLO MicroShunt product consists of the PRESERFLO MicroShunt and a 3-20mm stainless steel Scleral Marker. The MicroShunt is an implantable flexible BSS (poly (2-hydroxyethyl methacrylate-co-1,3-bis(2-hydroxyethyl)-2,2,4,4-tetramethyl-1,3-dioxane-5,5-diol-co-1,3-bis(2-hydroxyethyl)-2,2,4,4-tetramethyl-1,3-dioxane-5,5-diol) polymer with a tube of 350 µm outer diameter and a lumen of 70 µm. It has triangular fins that prevent migration of the tube into the AC. The device is designed to be implanted under the subconjunctival/Tenon's space.

1. Make sure to check the expiration date on packaging

INTENDED USE/PURPOSE

The PRESERFLO MicroShunt employs a tube to create a conduit for the flow of aqueous humor from the anterior chamber of the eye to a bleb formed under the conjunctiva and Tenon's capsule. The front proximal end of the tube extends into the anterior chamber while the back distal end terminates in the bleb. The PRESERFLO MicroShunt reduces IOP by physically shunting aqueous from the high pressure anterior chamber to the lower pressure bleb.

PRESERFLO™ MICROSHUNT CONTENTS (QTY)



RECOMMENDED ACCESSORIES (QTY)

- Marker Pen – Gentian Violet (1)
- Anterior Chamber Cannula 23G 8mm bend (1)
- MANI Ophthalmic Knife Scler Angled 1.0mm Knife (1) or Ophthalmic Knife Double Step-Angled 1.0mm Knife (1)
- Sponges (3) and
- Sciera Trac Needle 25g x 5/8 (25G Needle) (1)

INTENDED USERS

The intended users of the PRESERFLO MicroShunt are ophthalmologists/ophthalmic surgeons specializing in the treatment of glaucoma (including surgeons specializing in anterior segment and cataract surgery) who have been trained to use the device.

INDICATIONS FOR USE

The MicroShunt is intended for reduction of intraocular pressure in eyes of patients with primary open angle glaucoma where IOP remains uncontrollable while on maximum tolerated medical therapy and/or where glaucoma progression warrants surgery.

INTENDED PATIENT/TARGET GROUPS

The target patient population is adult patients with primary open-angle glaucoma where IOP remains uncontrolled while on maximum tolerated medical therapy and/or where glaucoma progression warrants surgery.

CONTRAINDICATIONS

The implantation of the MicroShunt is contraindicated under the following circumstances and conditions.
ANGLE CLOSURE GLAUCOMA; PRESENCE OF CONJUNCTIVAL SCARRING, PREVIOUS INCISIONAL OPHTHALMIC SURGERY INVOLVING THE CONJUNCTIVA OR OTHER CONJUNCTIVAL FOLDINGS (E.G., THIN CONJUNCTIVA, PTERYGIUM) IN THE TARGET QUADRANT; ACTIVE IRIS NEOVASCULARIZATION; ACTIVE INFLAMMATION (E.G., BLEPHARITIS, CONJUNCTIVITIS, SCLERITIS, KERATITIS, UVEITIS); VITREOUS IN THE ANTERIOR CHAMBER; PRESENCE OF AN ANTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS (ACIOL); INTRAOCULAR SILICONE OIL.

WARNINGS

- Rx only. This device is restricted to sale by, or on the order of, a physician.
- For one-time use only. Do not reuse or re-sterilize. Reuse, or re-sterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in serious patient injury, illness, blindness or death. Reuse, or re-sterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious diseases) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness, blindness, or death of the patient.
- After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative, and/or local government policies.
- Long term effects of Mitomycin C (MMC) with the use of this device have not been evaluated. Necessary precautions and interventions on the use of MMC are highly recommended.
- The MicroShunt should not be subjected to direct contact with petroleum-based (i.e., petroleum jelly) materials (e.g., ointments, dispersions, etc.).

- The effects of cutting or modifying the MicroShunt have not been evaluated.
- Viscoelasticity is not to be used with this device. However, in cases where when all other therapies have failed, the use of hydropolypropylene viscoelastic (HPMC) may be an option. Use of HPMC should be a last resort to correct a flat chamber with the MicroShunt and may risk loss of flow through the device for one or more weeks after use necessitating close or more frequent observation of IOP.

PRECAUTIONS

- The safety and effectiveness of the MicroShunt has not been established in patients with the following circumstances or conditions:
 - o Eyes with chronic inflammation
 - o Eyes with congenital and infantile glaucoma
 - o Eyes with neovascular glaucoma
 - o Eyes with uveitic glaucoma
 - o Eyes with pseudoexfoliative or pigmentary glaucoma
 - o Eyes with any other secondary open angle glaucoma
 - o Eyes that have undergone previous incisional glaucoma surgery or ciliablastive procedures.
- Implantation with concomitant cataract surgery with IOL implantation
- Avoid use of toothed forceps to handle device. McIlroy-type forceps are recommended.
- The patient's IOP should be monitored postoperatively. If IOP is not adequately maintained after surgery, appropriate additional therapy to maintain IOP should be considered.
- The safety and effectiveness of the use of more than a single PRESERFLO™ MicroShunt has not been established.
- If the MicroShunt appears deformed, folded and/or distorted, do not use.
- The creation of 2 or more scleral tunnels in an attempt to implant the MicroShunt may cause leakage of aqueous humor and increase the risk of hypotony. If the additional scleral tunnels do not self-seal or sutured.
- When managing patients with a shallow or flat anterior chamber, while not a likely occurrence, there is a possibility that pharmacologic dilation of the pupil in these patients may cause the iris to obstruct the MicroShunt. For these patients, more frequent monitoring of IOP following dilation is recommended.

POTENTIAL COMPLICATIONS/ADVERSE EVENTS

The complications during and after surgery may include: Glaucoma progression not controlled, increase in cup-to-disc ratio (CD), anesthesia related complications, difficulty in inserting the MicroShunt, failure to implant the device, device malfunction, device repositioning, extended surgical procedure, tube migration to anterior chamber, shallow anterior chamber, excessive bleeding in anterior chamber or iris surface or eye, MicroShunt touches cornea or iris, intraocular pressure too high or low, strabismus, viscoelastic used in anterior chamber, choroidal effusion or hemorrhage, retinal complications (retinal detachment, proliferative retinopathy), hyphema, hypotony or hypotony maculopathy, phthisis bulbi, endophthalmitis, tube erosion through conjunctiva, tube obstruction partial or complete (block by iris, vitreous or fibrin or debris), iridodiolysis, iris incarceration, uveitis, iritis, diplopia, aqueous misdirection, corneal edema (abrasion, edema, ulceration, infection, decompensation, endothelial cell loss, Descemet's stria, keratitis), partial or complete vision loss, blurry vision, tube leak, blebitis, cystic bleb, bleb failure, pupillary block, ptosis, macular edema, prolonged inflammation of glaucoma, ocular pain, conjunctival complications (burnhole, dehiscence, prolagation, hemorrhage, hyperemia, scar, tear, ulcer), iris adhesions/synechiae, iris abrasion, cataract development or progression, posterior capsule opacification, explanation of the MicroShunt, encapsulation reaction, foreign body sensation, fibrin in anterior chamber, unexplained glaucoma-related surgical intervention, optic disc hemorrhage, globe perforation, headache, vitreous hemorrhage, wound leak, and suture related complications.

STERILIZATION

All components of the PRESERFLO™ MicroShunt are sterile upon receipt. The components of the PRESERFLO™ MicroShunt are sterilized using gamma irradiation per ISO 11135 guidelines. Contents will remain sterile unless the package is opened or damaged. Should the PRESERFLO™ MicroShunt be inadvertently rendered non-sterile, or should the package be opened and/or damaged, discard the device. **DO NOT RESTERILIZE.**

STORAGE

Store at controlled room temperature (20±2°C) and avoid excessive heat, excessive humidity, direct sunlight, and water.

INSTRUCTIONS FOR USE

User must be properly trained on the use of the device prior to use.

Surgery:

1. **Anesthesia:** The type of anesthesia to be administered during the procedure is at the surgeon's discretion.
2. **Preparation of PRESERFLO™ MicroShunt:** a) Carefully examine the pouch containing the PRESERFLO™ MicroShunt. If the pouch is damaged, do not use the device. b) Remove PRESERFLO™ MicroShunt from sterile packaging and place the device in the field of use.
3. **Planning of Implant Position:** Insertion of the MicroShunt is at the surgeon's discretion, either in the superior or superotemporal quadrant of the eye, avoiding the receding muscles.
4. **Conjunctival Flap:** Perform a conjunctival dissection with sutures at surgeon's discretion. In the planned surgical area, make a 6-8mm peritomy incision, then create a subconjunctival/Tenon's pouch (flap based) over a circumference of 90°-120° from near the limbus to at least 8mm deep. Assure there is no active bleeding in the area of the planned MicroShunt entry. Avoid excessive use of cautery, which could increase the risk of scarring.
5. **Application of MMC:** At the surgeon's discretion, apply sponges saturated with MMC on the sclera under the subconjunctival/Tenon's pouch, making sure they do not come into contact with the conjunctival wound edge. Remove the sponges and rinse with generous amounts of BSS (2-20mL).
6. **Preparation of Anterior Chamber Entrance Site:** Ink the 3-20mm Marker (Scleral Marker) points with the Marker Pen - Gentian Violet and mark a point 3mm from the limbus.
 - a. Using the **Double Step-Angled 1.0mm Knife**: At the marked point, create a scleral tunnel into the anterior chamber (AC) entering just above the iris plane (level of trabecular meshwork). As a guide externally, enter the AC just below the middle border of the surgical limbus (posterior border of bleb/gray zone, which should overlie internally with Schwabbe's line). If present, the scleral tunnel is complete when a scleral pocket that is 2mm long is created at the distal end of the scleral tunnel, where the fin portion of the MicroShunt is tucked.
 - b. Using the **Scler Angled 1.0mm Knife**: At the marked point, create a shallow scleral pocket that is 2mm long, where the fin portion of the MicroShunt is tucked. Insert a 25G needle into the scleral pocket and create a scleral tunnel into the AC entering just above the iris plane (level of trabecular meshwork). As a guide externally, enter the AC just below the middle border of the surgical limbus (posterior border of bleb/gray zone, which should overlie internally with Schwabbe's line). If present,

7. **Insertion of MicroShunt into Anterior Chamber:** Using a **non-toothed forceps**, position the MicroShunt tube with the level facing towards the cornea close to the scleral pocket/scleral tunnel while keeping the fin face parallel to the scleral surface. Gently insert the MicroShunt into the scleral pocket/scleral tunnel until the fin is tucked under the scleral pocket. Use of excessive force will result in temporary bending of the MicroShunt and increase the difficulty of entrance. If not accessible, another scleral pocket/scleral tunnel can be made approximately 1mm to either side of the original track. If the MicroShunt is damaged during the procedure, use a new MicroShunt and use a new scleral pocket/scleral tunnel. After successful insertion of the MicroShunt, check that the proximal end of the tube in the AC is not in contact with the cornea or iris, and that there is no flow of aqueous from the distal end. Then both the end of the MicroShunt tube under the subconjunctival/Tenon's flap on the scleral surface, making sure it is straight and not caught in Tenon's capsule. If flow is not visible, consider the following actions:
 - a. Apply gentle pressure on the eye (sclera, limbus, cornea), filling the anterior chamber with BSS through a paracentesis, or using a 23G thin wall 8mm bent cannula inject BSS into the distal end of MicroShunt to prime the tube. If flow is not established, reposition, or replace the device.

8. **Verify position of the MicroShunt in the anterior chamber angle:** It is recommended that intraoperative gonioscopy be performed to assess the position of the proximal tip of the MicroShunt in the anterior chamber to ensure that there is sufficient clearance for proper handling of the iris.

9. **Conjunctival Closure:** Reposition the Tenon's capsule and conjunctiva to the limbus and suture using sutures with a long history of successful use by glaucoma specialists (i.e., nylon, vicryl, etc.). A moistened furlanone strip is used to creep for a conjunctival closure of the limbus in a similar manner to the original procedure. The device of the proximal end of the MicroShunt in the anterior chamber; distal end of the MicroShunt is straight and not caught in Tenon's capsule. Pull corner traction suture off if it was used. Apply antibiotic and steroid medication postoperatively, as appropriate.
10. **After use,** dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative, and/or local government policy. Follow the MIC instructions for use for proper disposal of the MMC.

Post operation:

1. Monitor the intraocular pressure at each follow-up to determine if the MicroShunt is patent.
2. If the MicroShunt is repositioned, removed and/or replaced with another type of device based on the device dynamics, the conjunctiva should be closed with additional sutures to the original procedure. The device should be exposed, and the repositioning or removal conducted. If the device is removed, verify that there is no aqueous leakage from the track. If there is, use a suture the track to seal it. Conjunctival closure should follow the original procedure.

PRESERFLO™ MicroShunt Begränsning (sv)

INLEDNING

Skadedet PRESERFLO MicroShunt består av PRESERFLO MicroShunt och en 3-20 mm skleralmarkör i rustfritt stål. MicroShunt är en implantärbärbare glaukomdränare, det är framställt av en elastiskt flexibel BSS-polymer (poly(2-hydroxyethyl-metacrylat-co-1,3-bis(2-hydroxyethyl)-2,2,4,4-tetrametyl-1,3-dioxan-5,5-diol) och en lumen på 70 µm. Den har trekantiga finner, der förhindrar migration av rätet till FK. Anordningen är utvecklad till implantation under det subkonjunktiva/Tenons rummet.


1. Huak at kontrollera utsläddatiden på indpakningen

TLSITGET ANVENDELSE/FORMAL

PRESERFLO MicroShunt används en slange till at skabe en kanal til strømmen af kammervand fra glets forkanter til en blære dannet under århinden og Tenons kapsel. Den forenlige blodtrykket i øjet trækker sig ind i det forreste kammer, mens den bagvedstelele ende ender i blæren. PRESERFLO MicroShunt reducerer IOP ved tryk at shurte vandet indholdt fra det forreste kammer under høj tryk til blæren med lavere tryk.

INDHOLD (ANTAL) PRESERFLO™ MicroShunt

- Etiket (1) (2)
- Patientkort (1)
- Scleramerke på 3 mm (1)



ANBEFALETLISHEOR (ANTAL)

- Anbefalet tilbehør til kirurgiske indgreb med PRESERFLO™ MicroShunt Alt er konfigurationen:
 - Markeringspen – Krystatviolet (1)
 - Forkamerkanyle 23 G, 6 mm bøjning (1)
 - Ophthalmisk kniv 1,0 mm, skælvinkel (1) eller oftalmisk vinklet dobbeltkniv, 1 mm (1)
 - Kompressor (3) og
 - Skælværktøj: 23 x 5/8 (25 G nål) (1)
- De tilsligede brugeret PRESERFLO MicroShunt er øjentalger/øjentalgerkirurger med speciale i behandling af glaukom (inklusive kirurger med speciale i foretæske kammer- og kataraktkirurgi), som er blevet uddannede til at bruge udstyret.

INDIKATIONER FOR BRUG

MicroShunt er beregnet til reduktion af det intraokulære tryk i øjne med glaukom, hvor IOP er ukontrolleret, når patienten modtager den maksimalt tolererede medicinske behandling, og/eller hvor progression af glaukomet retfærdiger et kirurgisk indgreb.

TLSITGET PATIENTMÅLGROUPE

Målpatientpopulationen er voksne patienter med primær åbenvinkel glaukom, hvor IOP forbliver ukontrolleret under maksimalt tolereret medicinsk behandling, og/eller hvor progression af glaukomet berettiger operation.

KONTRAINDIKATIONER

- Implantation af MicroShunt er kontraindiceret under følgende betingelser og tilstande:
 - SNEVERINKVET GLAUKOM, TLSTEDBEVERELSE AF KONJUNKTIVÅRÅNDELSE, TIDLIGERE QUENOPERATION MED INCISION I NVOLVEREDE KONJUNKTIVÅRÅNDELSE ANDEN KONJUNKTIVÅRÅNDELSE (EKS. TYND KONJUNKTIVA, PTERYGIUM, INKLUJONKANTEN, AKTIV NEOVASKULARISERING AF IRIS, AKTIV INFLAMMATION (EKS. BLEPHARITIS, KONJUNKTIVITIS, SKLERITIS, KERATITIS, UVEITIS), VITREOUS FOLKOCYTER, TLSTEDBEVERELSE AF INTRAKULÆR INTRAOCULAR LENS (ACIOL), INTRAKULÆR SILIKONOLIE.
- Kun efter ordination: Denne anordning er beregnet til salg af eller efter ordination af en læge.
- Kun til engangsbrug. MA ikke bruges eller resteriliseres. Hvis anordningen bruges eller resteriliseres, kan dette kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller føre til fejl i anordningen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade på patienten, sygdom, blindhed eller dødsfald. Hvis anordningen bruges eller resteriliseres, kan der opstå risiko for kontaminering af anordningen og/eller patientinfektion eller krydsinfektion, herunder men ikke begrænset til overførelse af infektiøse sygdomme) blandt patienter. Kontaminering af anordningen kan føre til personskade på patienten, sygdom, blindhed eller dødsfald.
- Produktet og emballagen skal bortkastes efter brug i henhold til hospitalets, administrative og/eller lokale myndigheders krav. Følg MMC-vejledningerne for korrekt bortkastelse af MMC.
- Virkningen af et skæret eller andre MicroShunt er ikke blevet evalueret.
- Alle typer viskoelastiske produkter er ikke blevet prøvet med denne anordning. I nødsituationer, hvis alle andre behandlinger har slået fejl, kan brugen af hydropolypropylenviscoelastik (HPMC) være en mulighed. Brug af HPMC skal være en sidste udvej til for korrigere et fladt kammer med MicroShunt og risikere tab af flow gennem enheden i én eller flere brug efter brug, hvilket nedværdiger tallet eller hyppigheden af observation af IOP.

FORHOLDSTREGLER

- Sikkerheden og effektiviteten af MicroShunt er ikke fastlagt hos patienter med følgende omstændigheder eller tilstande:
 - o Øjne med kronisk inflammation
 - o Øjne med medfødt og infantil glaukom
 - o Øjne med neovaskulært glaukom
 - o Øjne med uveitisk glaukom
 - o Øjne med pseudoexfoliativt eller pigmentært glaukom
 - o Øjne med andet sekundært åbenvinkel glaukom
 - o Øjne, hvor der tidligere er udført incisional operation for glaukom eller ciliablastive indgreb
- Implantation ved samtidig kataraktoperation med IOL-implantation
- Hvis anvendelse af produktet medfører et håndtering af øjenhulen. En pinnet af typen McPherson anbefales.
- Patientens IOP bør overvåges postoperativt. Hvis IOP ikke opretholdes tilstrækkeligt efter operationen, bør der overvejes yderligere behandling for dette.
- Sikkerheden og effektiviteten af brug af flere end én PRESERFLO™ MicroShunt er ikke fastlagt.
- Hvis MicroShunt fremstår foldet, foldet og/eller misformet, må den ikke anvendes.
- Oprettede af 2 skleraltunneller eller flere i et forsøg på at implantere MicroShunt kan føre til leakage af kammervand i øje risikoen for hypotoni. Hvis der skabes skleraltunneller ikke lukkede sig igen af sig selv eller blev syet sammen.
- Ved håndtering af patienter med et lavt eller fladt forkammer – selvom det ikke sandsynligt – er der risiko for, at farmakologisk udvidelse af pupillen hos disse patienter kan få vis til at blokere MicroShunt. For disse patienter anbefales hyppigere monitoring af IOP efter operation.

POTENTIELLE KOMPLIKATIONER/BIVRINKNINGER

Komplikationer under og efter operation kan bl.a. omfatte: Ukontrolleret eller progressiv glaukom, øget CD-ratio (cup-to-disc-ratio), komplikationer relateret til anestesi, vaskulært indtrængning af MicroShunt, mislykket implantation af anordningen, svigt af anordningen, repositionering af anordningen, længerevarende operation, migration af røret ud af forkammeret, tård forkammer, tård forkammer, kvælnings blødning i forkammeret, iris- eller blæremembran lækage, iris- eller corpus vitreum eller fibrin eller debris), iridodiolysis, infarskning, uveitis, iritis, diplopi, vandret eller tværetteret, komplikationer i cornea (abrasion, edem, ulceration, perforation, nedbrydning af cornea, bulus keratitis), tab af endotelcelle, keratitis af stråle (Descemet's membran) ødem eller helt synsib, blægen, blærebetændelse, bicytisk, bicytisk bleb, blæreøget, blødding af pupil, ptose, makulært ødem

længerevarende inflammation, brug af medicin mod glaukom, øjenamerter, komplikationer i conjunctiva (burnhole, ruptur, dissection, blødning, hyperemia, øvre overflad, sår), adhesioner af sclera, abrasion af iris, udviking eller progression af katarakt, udsættelse i posteriore kapsel, eksplantation af MicroShunt, reaktion med indpakning, formeløselse af fremmedlegeme, fibrin i det anterior kammer, skade af ydre kammer, svigt af glaukomrelateret reoperation, blødning i øjens disk, perforation af blære, hovedpine, blødning i corpus vitreum, ultraviolet laser og komplikationer relateret til laser.

STERILISERING

Alle dele af PRESERFLO™ MicroShunt er sterile ved modtagelsen. Delene i PRESERFLO™ MicroShunt er steriliseret med EO (overensstemmelse med ISO 11135-retningslinjerne). Indholdet er sterile, medmindre emballagen er åbnet eller beskadiget. Hvis PRESERFLO™ MicroShunt skulle blive skadet eller hvis emballagen åbnes og/eller beskadiges, skal anordningen kasseres. **MA IKKE RESTERILISERES.**

OPBEVÆRING

Opbevares ved kontrolleret stuetemperatur (20 ± 5 °C). Undgå direkte varme, høj luftfugtighed, direkte sollys og vand.

BRUGSANVISING

1. Brugeren skal være korrekt uddannet i brugen af enheden før brug.
2. **Kirurgi:**
 1. **Anæstesi:** Typen af anæstesi, der skal administreres under indgrebet, vælges af kirurgen.
 2. **Kirurgeret PRESERFLO™ MicroShunt:** a) Undersøg formålet produkt med PRESERFLO™ MicroShunt. Hvis posen er beskadiget, må anordningen ikke anvendes. b) Tag PRESERFLO™ MicroShunt ud af den sterile emballage, og bring den ind i det sterile felt. c) Ved MicroShunt med en offtalmisk sættilbehør (BSS),
 3. **Planlægning af implantationsstedet:** Indførelse af MicroShunt sker efter kirurgens skøn, enten i øjets superonasale eller superotempore kvadrant, og/eller retsrumskulæret område.
 4. **Conjunktiv og konjunktiva/Tenons flaps:** Udfør conjunktiv traktion med sultur efter kirurgens skøn. I det planlagte kirurgiske område lægges et 6-8 mm snit med peritom. Derefter udføres en subkonjunktiva/sub-Tenon-pose (form-baseret) over en omkreds på 90-120° fra nærlimben ved mindst 8 mm dybde. Sørg for, at der ikke er aktiv blødning i området omkring det planlagte indtrængningssted for MicroShunt. Undgå omfattende brug af kassering, hvilket kan øge risikoen for ardannelse.

5. **Anvendelse af MMC:** Efter lægens skøn lægges der kompressor gennemvædet med MMC på sclera under den subkonjunktiva/sub-Tenon-pose. Sørg for, at de ikke kommer i kontakt med den konjunktivale skæret. Fjern kompressor, og skyl med rigelige mængder BSS (> 20 ml).

6. **Kirurgeret indgangsstørrelse:** Marker de 3-20 mm markørpunkt (skleramerke) med markøringspen – krystatviolet – og marker et punkt 3 mm fra limbus.

6.a. Ved brug af **1,0 mm vinklet dobbeltkniv:** Opret ved det markerede punkt en skleralt tunnel i forkammeret (FK) med adgang lige over irisplanen (på niveau med det tabulerede net). Som ekstern vejledning gå ind i FK i øjet under den mellemneste afgrænsning af kirurgiske limbus (posteriore afgrænsning) (den blære zone, der internt berører over Schwabbe's linje), hvis til stede. Den sklerale tunnel er fuldført, når der er oprettet en 2 mm lang skleral pose ved den distale ende af det sklerale tunnel, hvor indførelsen af MicroShunt tages ind.

6.b. Ved brug af **1,0 mm skælvinkel dobbeltkniv:** Opret ved det markerede punkt en 2 mm lang skleral lomme, hvor indførelsen af MicroShunt tages ind. Indfør en 25 G nål i den sklerale lomme, og opret en skleral tunnel ind i FK, hvor der går ind i lommen og over irisplanen (på niveau med det tabulerede net). Som ekstern vejledning gå ind i FK lige under den mellemneste afgrænsning af kirurgiske limbus (posteriore afgrænsning) (den blære zone, der internt berører over Schwabbe's linje), hvis til stede.

7. **Indførelse af MicroShunt i forkammeret:** Brug en pinnet udstyr, anbring MicroShunt ned i skråretningen vendt mod cornea tæt ved den sklerale kommetunnel, mens finners forreste holdes parallelt med den sklerale overflade. Indfør forsigtigt MicroShunt i den sklerale kommetunnel, indtil finnen er bukket ind under den sklerale lomme. Hvis der anvendes for stor kraft, vil det medføre, at MicroShunt bøjes medlægtigt, så den bliver vinkelret på indførelse. Hvis der ikke kan skaffes adgang, kan der laves en yderligere skleral lomme/kanal ca. 1 mm til en af siderne ud fra den oprindelige kanal. Hvis MicroShunt beskadiges under indgrebet, skal der bruges en ny MicroShunt og en ny skleral lomme/tunnel. Efter vellykket indføring af MicroShunt skal det kontrolleres, at rørets proximale ende i forkammeret ikke berører cornea eller iris, samt at der er vandgenennemstrømning fra den distale ende. Blå dekuler enden af MicroShunt-røret under den subkonjunktiva/sub-Tenon flaps på den sklerale overflade, og sørg for, at den ender lige og ikke hænger fast i Tenon's kapsel. Hvis der ikke ses gennemstrømning, skal en eller flere af følgende handlinger overvejes: Læg blidt tryk på øjet (sclera, limbus, cornea), tildt forkammeret med BSS via paracentese, eller brug 20 G tyndvægget 1 mm bøjlet kanyler til at injicere BSS i den distale ende af MicroShunt for at primere det. Hvis der ikke oprettes gennemstrømning, skal anordningen fjernes eller udskiftes.

8. **Bekræft positionen af MicroShunt i forkammeret:** Det anbefales at udføre intraperitoneal gonioskopi for at vurdere positionen af den proximale spids af MicroShunt i forkammeret for at sikre, at der er tilstrækkeligt afstand til cornea og iris.

9. **Konjunktiv lukning:** Genplacér Tenon's kapsel og conjunctiva til limbus, og suturet med sutur med lang, dobbeltendret vellykket brug af glaukomspocaster (dvs. nylon, vicryl). Anvend en fugtet fluoresceinrødt til at kontrollere for konjunktiv lukning. Den kan lukkes med yderligere suture. Bekræft lukningen: Tilstedeværelse af den proximale ende af MicroShunt i forkammeret, at den distale ende af MicroShunt er lige og ikke hænger fast i Tenon's kapsel. Tjek den corneale traktion og tryk, hvis det blev anvendt. Applicér antibiotika og steroider postoperativt efter behov.

10. **Produktet og emballagen** skal bortkastes efter brug i henhold til hospitalets, administrative og/eller lokale myndigheders krav. Følg MMC-vejledningerne for korrekt bortkastelse af MMC.

Postoperativ:

1. Monitorer det intraokulære tryk ved hver opfølgnng for at afgøre, om MicroShunt er patent.
2. Hvis MicroShunt repositioneres, fjernes og/eller udskiftes med en anden type anordning på grund af anordningens ydeevne, skal conjunctiva sikres ved limbus på lignende måde som under det oprindelige indgreb. Anordningen skal frilægges, og repositionering eller fjernelse udføres. Hvis anordningen fjernes, skal det bekræftes, at der ikke lækker vand fra scera. Hvis der gør, skal sceret syes for at lukke det. Konjunktiv lukning skal udføres i henhold til det oprindelige indgreb.

PRESERFLO™ MicroShunt Begränsning (sv)


Får PRESERFLO MicroShunt-product består till av PRESERFLO MicroShunt och en ruststabil skleralmarke marker med 3-20 mm. De MicroShunt är en implantärbärbare glaukomdränare med en extrem flexibel BSS-polymer (poly(2-hydroxyethyl-metacrylat-co-1,3-bis(2-hydroxyethyl)-2,2,4,4-tetrametyl-1,3-dioxan-5,5-diol) och en lumen på 70 µm. Den har trekantiga finner som förhindrar migration av røret till det bakre kammeret. Den är utvecklad för implantation under det subkonjunktiva/Tenon's rummet.

BEÖGG GERBUKFOOL

De PRESERFLO MicroShunt-måttel brukar på en bulje det en kanal vortm för de strömning av het glasvort ut i de voorste oogkamer naar een blæbe die is gevormd onder het binoculære en de vagna bulbe. Het voorste proximale uiteinde van het bulje steekt uit in de voorste oogkamer en de achterste distale uiteinde eindigt in de blæbe. De PRESERFLO MicroShunt verlaagt de IOD door glasvort fysiek vandt de voorste oogkamer met toge druk naar de blæbe iudt druk te leiden.

INDHOLD PRESERFLO™ MicroShunt (AANT)

- Casusrapportlabels (12)
- Patientkaart (1)
- MicroShunt (1)
- Scleramerke van 3 mm (1)



INDHOVEN ACCESSOES (AANT)

- MANI Ophthalmic meses sil-angew 1,0 mm (1) of ophthalmic meses tweetraps gehooit 1,0 mm (1)

- Sponges (3) en
- Sclera Patch-naald 25 x 5/8 (2SG naald) (1)

BEODOEGE GEBRUIKERS

De beoogde gebruikers van de PRESERFLO MicroShunt zijn oogzenuwvooghutdragers die gespecialiseerd zijn in de behandeling van glaucoom (inclusief de behandeling van de oogzenuw) en operaties aan de voorzijde van de oogbol en staaroperaties die opgedeld zijn om het instrument te gebruiken.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

De MicroShunt is bedoeld voor het verlagen van de intraoculaire druk in de ogen van patiënten met primaire openhoek glaucoom (inclusief de behandeling van de oogzenuw) en operaties aan de voorzijde van de oogbol en staaroperaties die opgedeld zijn om het instrument te gebruiken.

BEODOEGE PATIENTENDOELGROEPEN

De beoogde patiëntengroepen betreffen volwassen patiënten met primaire openhoekglaucoom en overbenaarde IOO die de maximaal verdraagbare medische therapie volgen en/of waarbij het voorschrijdende glaucoom een operatie wenselijk maakt.

CONTRA-INDICATIES

De implantatie van de MicroShunt is gecontra-indiceerd bij de volgende omstandigheden en aandoeningen: GESLOTEN HOOGGLAUCOM, ANGEWAZIGDE VAN CONJUNCTIVALE LITTEKENEN, EERDERE OPTALMISCHE CHIRURGISCHE INGREEP MET INCISIE WAARBUI DE BINDVLIES VAN ANDERE CONJUNCTIVALE PATHOLOGIEËN ZIJN BIZETROKKEN (BLIV, DUNNE BINDVLIES, PTERYGIUM) IN HET BEODOEGE KWADRANT, ACTIEVE NEOVASCULARISATIE VAN DE RIS, ACTIEVE INFLAMMATIE, BLIV, BLEPHARITIS, CONJUNCTIVITIS, SCLERITIS, KERATITIS, UVEÏTIS, GLASVOCHT IN DE VOORSTE OOGKAMER, ANGEWAZIGDE VAN EEN INTRAOCULAIR LENS IN DE VOORSTE OOGKAMER (ACIOL), INTRAOCULAIR SILICONELIENE.

WAARSCHUWINGEN

- Uitsluitend op recept: Dit hulpmiddel mag alleen worden verkocht door u of opricht van, een arts.
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken of hersteriliseren. Door hergebruik of hersterilisatie kan de structuur integriteit van het hulpmiddel worden aangetast en kan het hulpmiddel defect raken, wat tot ernstig letsel of letsel aan het oog, MicroShunt raakt het hoornvlies of de iris, intraculair druk is te hoog of te laag, strabisme.
- Visco-elastische gel gebruikt in combinatie met een implantaat in een oogdoel, wanneer alle andere methoden niet werken, het gebruik van hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) wordt aanbevolen. Het gebruik van HPMC moet een laatste reddingsmiddel zijn om het plan te kamet met de MicroShunt te corrigeren en kan gedurende één of meerdere weken na het gebruik leiden tot het verlies van stroming door het hulpmiddel, waardoor een aanvulling of frequentie observatie van de IOO noodzakelijk is.
- Goed het gebruik van de verpakking na gebruik weg volgens de beleidsregels van het ziekenhuis, het bestuur en/of de lokale wetten.
- Langtermijneffecten van Myobloc C (MMC) met het gebruik van dit hulpmiddel zijn niet beoordeeld. Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en interventies voor het gebruik van MMC worden niet zwaarte aanbevolen. De MicroShunt mag niet in contact komen met restanten die vaseline bevatten (bijv. zaven, dispersies enz.).
- Het effect van het bijhouden of aanpassen van de MicroShunt is niet geëvalueerd.
- Visco-elastische gels die niet zijn in combinatie met een implantaat in een oogdoel, wanneer alle andere methoden niet werken, het gebruik van hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) wordt aanbevolen. Het gebruik van HPMC moet een laatste reddingsmiddel zijn om het plan te kamet met de MicroShunt te corrigeren en kan gedurende één of meerdere weken na het gebruik leiden tot het verlies van stroming door het hulpmiddel, waardoor een aanvulling of frequentie observatie van de IOO noodzakelijk is.

VOORZORGSMAATREGELEN

- De veiligheid en effectiviteit van de MicroShunt zijn niet vastgesteld bij patiënten met de volgende omstandigheden:
 - o Ogen met chronische ontsteking
 - o Ogen met congenitale infantiel glaucoom
 - o Ogen met uveïtaal glaucoom
 - o Ogen met superoïdale of pigmentair glaucoom
 - o Ogen met een recente oogzenuwvooghutdrager
 - o Ogen die eerderde glaucoomtherapie of ciliablaatsre ingrepen hebben ondergaan
 - o Implantatie met gelijktijdige cataractoperatie met IOL-implantatie

Verwijzen het gebied van de patiënt vóór de implantatie van het hulpmiddel te raken. Een pinnet van de type McPherson wordt aanbevolen.

- De IOOP van de patiënt dient na de operatie te worden gecontroleerd. Als de IOOP na de operatie niet goed blijft of toegenomen is, dient geschikt behoudende therapie te worden voortgezet volgens de ISO 11135-richtlijn. De inhoud blijft niet veilig en effectief van het gebruik van meer dan één PRESERFLO™ MicroShunt is niet vastgesteld.

- Gebruik de MicroShunt niet als de viscositeit, gevouwen en/of verromd zijn.

- De vorming van 2 of meer sclerale tunnels bij een poging om de MicroShunt te implanteren kan het wegkijken van kammerwater veroorzaken en als risico op hypotonie veroorzaken als de aanplakende sclerale tunnels zich niet vanzelf herstellen worden gesloten.

- Hoewel het onwenselijk is, kan het bij de behandeling van patiënten met een ondiepe of platte voorste oogkamer bestaat dat farmacologische dilatatie van de pupil bij deze patiënten ertoe leidt dat de iris de MicroShunt obstructeert. Het is aan de patiënt vooraf te waarschuwen van de IOO na dilatatie aanbevelen.

MOEGELIJKE COMPLICATIES/BIJWERKINGEN

De complicaties tijdens en na de operatie zijn onder meer: Progressief glaucoom dat niet onder controle is, tenzame in op- of toe-verhouding (OD), complicaties in verband met de aanwezigheid van de MicroShunt, mislukte implantatie van het hulpmiddel, verkeerde werking van het hulpmiddel, verplaatsing van het hulpmiddel, langere chirurgische ingreep, migratie van de bus tussen de voorste oogkamer, platte voorste oogkamer, voorste voorste oogkamer, overmatig bloeden in de voorste oogkamer of de plaats in noede of het oog, MicroShunt raakt het hoornvlies of de iris, intraculair druk is te hoog of te laag, strabisme, visco-elastische gel gebruikt in combinatie met een implantaat in een oogdoel, wanneer alle andere methoden niet werken, het gebruik van hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) wordt aanbevolen. Het gebruik van HPMC moet een laatste reddingsmiddel zijn om het plan te kamet met de MicroShunt te corrigeren en kan gedurende één of meerdere weken na het gebruik leiden tot het verlies van stroming door het hulpmiddel, waardoor een aanvulling of frequentie observatie van de IOO noodzakelijk is.

HERSTERILISEREN

Opstaan bij een getempereerde kamertemperatuur (20 ± 5 °C) en overmatige warmte, overmatige vochtigheid, direct contact met water, verminderde viscositeit.

GEREUKSAANWOLTINGEN

Gebrukens moeten voor gebruik op de juiste wijze getraind worden in het gebruik van het hulpmiddel.

Operatie:

1. **Preparatie:** De chirurg krijgt de juiste anesthesie dat tijdens de ingreep wordt toegediend.
2. **Voorbereiding van de PRESERFLO™ MicroShunt:** a) Inspecteer de zak met de PRESERFLO™ MicroShunt zorgvuldig, gebruik het hulpmiddel niet als de zak beschadigd is. b) Breng de PRESERFLO™ MicroShunt vanuit de verpakking in het steriele veld. c) De MicroShunt moet een algemene sterilisatie ondergaan (BSS).
3. **Plaats van het implantaat plannen:** De chirurg beslist over het inbrengen van de MicroShunt of in het superiorasale of in het superotemporaal kwadrant van het oog, waarbij de reculerende punten vermeden.
4. **Corneale tractie en conjunctivaal opheffen:** Als de chirurg dit noodzakelijk acht, kan corneale tractie worden uitgevoerd met een hechting. Breng in het geplande operatiegebied een peritone-inklusie aan van 6-8 mm, maak dan een subconjunctivale zak bij de subdennioincisie (op basis van de fornix) over een centimeter 90°-120° van nabij de limbus op ten minste 1 mm diepte. Overig is er een dat er geen actieve bloeding is in het gebied van de geplande MicroShunt-toegang. Verwijr overmatig gebruik van cauterisatie dat het risico op littekens veroorzaakt.
5. **Aanbrengen van MMC:** Breng als de chirurg dit noodzakelijk acht het MMC-verzadigde spongie aan op de sclera. Het gebruik van MMC is de subconjunctivale zak in de subdennioincisie. Het moet ervoor wordt gezorgd dat deze erfand van het bindvliesletsel is raken. Verwijr de spongie in sponje en sponje met goed poerhopen van BSS (>20 mm).
6. **Verwijring van de voorste oogkamer:** Het gebruik van MMC kan de voorste oogkamer van het aanplakende (aanplakpaars) op de punten van de raker van 3-20 mm (sclerale marker) en duid een een van op 3 mm afstand van de limbus.
7. a) Bij het gebruik van het **tweetraps gehooit mes van 1,0 mm**. Maak op het gemerkte punt een sclera-tractie met de sclera-tractie. b) Bij het gebruik van het **mes van 1,0 mm**. Maak op het gemerkte punt een sclera-tractie met de sclera-tractie. c) Bij het gebruik van het **mes van 1,0 mm**. Maak op het gemerkte punt een sclera-tractie met de sclera-tractie. Als externe begeleiding slag van de AC niet onder de middengrens van de chirurgische limbus binnen

(posteriore) vlak van blauw-grijze zone, die infern moet samenfallen met de lijn van Schwabe), indien aanwezig. Het sclera-tractie wordt voltooid door een sclera-pocket van 2 mm lang te maken bij het distale uiteinde van het sclera-tractie, waar het vingerveld van de MicroShunt wordt weggestopt.

6. b) Bij het gebruik van het **Slit Angled mesje van 1,0 mm**. Maak op het gemerkte punt een ondiepe sclera-pocket van 2 mm diepte, waar het vingerveld wordt weggestopt. Steek een naald van 25 °C in de sclera-pocket en maak een sclera-tractie in de AC dat net boven het vlak van de oogkamer binnenkomt (hoogte van het trabeculair maasnetwerk). Als externe begeleiding slag van de AC niet onder de middengrens van de chirurgische limbus binnen

7. **Inbrengen van de MicroShunt in de voorste oogkamer. Plaats met een ongetand pinnet** de MicroShunt-bus met de schure rand naar het hoornvlies gericht, dicht bij het sclera-pocket/sclera-tractie, waarbij de plaats zijde van de MicroShunt aan het sclera-pocket is gericht. Breng de MicroShunt voorzichtig in de sclera-pocket met sclera-tractie in totdat de end van de sclera-pocket zichtbaar is. Bij gebruik van overmatige kracht zal de MicroShunt tijdelijk omhoog drijven; dat zal het inbrengen belemmeren. Indien het traject niet toegankelijk is, maak dan een nieuw sclera-pocket/sclera-tractie op ongeveer 1 mm van de ene of andere zijde van het oorspronkelijke traject. Als de MicroShunt beschadigd is tijdens de procedure, gebruik dan een nieuwe MicroShunt en een nieuwe sclera-pocket/nieuw sclera-tractie. Controleer na het geslaagde inbrengen van de MicroShunt of het proximale uiteinde van het buisje in de AC niet in aanraking komt met het hoornvlies of de iris, en of er een stroom van kammerwater is uit het distale uiteinde. Stop hierna het uittreken van de MicroShunt-bus onder de conjunctivale/subtonne pocket op het sclera-opervlak weg, ervoor zorgend dat het uiteinde recht is en niet in de lenticapsule blijft hangen. Als er geen stroming zichtbaar is, kunt u het volgende overwegen: Lichts dicht uittreken op het oog (sclera, limbus, hoornvlies), de voorste oogkamer via een paracentese vullen met BSS, of het behulp van een 23 G wandlunge-groef canule van 50 mm BBS injecteren in het distale uiteinde van de MicroShunt om de stroming door het buisje op gang te brengen. Als de stroming niet tot stand kan worden gebracht, moet het hulpmiddel worden verplaatst of verwijrd.

8. **Positie van de MicroShunt in de werkhoekeer controleren:** Er wordt aanbevolen een peroperative gonioscopie uit te voeren om de positie van het proximale uiteinde van de MicroShunt in de voorste oogkamer te beoordelen om te verzekeren dat de afstand tot het hoornvlies of de iris voldoende is.

9. **Sluiten van het bindvlies:** Plaats het oogkapsel en het bindvlies terug op de limbus en hecht met een hechtmiddel dat al lang succesvol door glaucoomchirurgieën wordt gebruikt (opvul, nylon, vycryl). Controleer met een fluorinescense strip op een conjunctivale lek, dat met extra hechtingen kan worden gesloten. Controleer op het volgende de aanwezigheid van het proximale uiteinde van de MicroShunt in de voorste oogkamer; het distale uiteinde van de MicroShunt is recht bij het inbrengen van de sclera-tractie hangen. Verwijr de hechting van de corneale tractie, indien van toepassing. Na de operatie naar behoeft antibiotica en steroidmedicatie toe.

10. **Goed het product en de verpakking na gebruik weg volgens de beleidsregels van het ziekenhuis, het bestuur en/of de lokale wetten.** Volg de gebruiksaanwijzing van het hulpmiddel voor het juist afvoeren van MMC.

Na de operatie:

1. Controleer de intraoculaire druk bij elke controletoespraak om te kijken of de MicroShunt doorgankelijk is.
2. Als op grond van de prestaties of het hoornvlies of het hoornvlies oplosbaar geobserveerd wordt, en/of verandering wordt door een ander type hulpmiddel, dan moet het bindvlies bij de limbus worden doorgesloten op de geplande wijze en in de oorspronkelijke procedure. Het hulpmiddel wordt blootgelegd en daarna verwijrd of gewijzigd. Als het hulpmiddel niet in de oorspronkelijke hangen. Verwijr de hechting van de corneale tractie, indien van toepassing. Na de operatie naar behoeft antibiotica en steroidmedicatie toe.
3. Goed het product en de verpakking na gebruik weg volgens de beleidsregels van het ziekenhuis, het bestuur en/of de lokale wetten. Volg de gebruiksaanwijzing van het hulpmiddel voor het juist afvoeren van MMC.

Complicaties:

- Inbrengen van de intraoculaire druk bij elke controletoespraak om te kijken of de MicroShunt doorgankelijk is.
- Als op grond van de prestaties of het hoornvlies of het hoornvlies oplosbaar geobserveerd wordt, en/of verandering wordt door een ander type hulpmiddel, dan moet het bindvlies bij de limbus worden doorgesloten op de geplande wijze en in de oorspronkelijke procedure. Het hulpmiddel wordt blootgelegd en daarna verwijrd of gewijzigd. Als het hulpmiddel niet in de oorspronkelijke hangen. Verwijr de hechting van de corneale tractie, indien van toepassing. Na de operatie naar behoeft antibiotica en steroidmedicatie toe.
- Goed het product en de verpakking na gebruik weg volgens de beleidsregels van het ziekenhuis, het bestuur en/of de lokale wetten. Volg de gebruiksaanwijzing van het hulpmiddel voor het juist afvoeren van MMC.

PRESERFLO™ MicroShunt

instructions d'utilisation (fr)

INTRODUCTION

Le produit PRESERFLO MicroShunt comprend le PRESERFLO MicroShunt et un marqueur scléral en acryl inoxydable de 3 à 20 mm. Le MicroShunt est un dispositif de drainage de glaucome implantable fabriqué dans un polymère Silyl (poly Styrene-block-hydroxyethyl-block-Styrene) extrêmement flexible, avec un tube de 350 µm de diamètre extérieur et un lumen de 70 µm. Il possède des bords triangulaires qui empêchent le tube de migrer dans la CA. Le dispositif est conçu pour être implanté sous l'espace sous-tensionnelle capsule de Tenon.

1. **Vérifiez la date d'expiration** mentionnée sur l'emballage.

UTILISATION PREVUE/BIEN

Le PRESERFLO MicroShunt utilise un tube pour créer un conduit pour la circulation de l'humeur aqueuse depuis la chambre antérieure de l'œil vers une ampoule qui se forme sous la conjonctive et la capsule de Tenon. L'extrémité frontale du dispositif est conçue pour être implantée dans la chambre antérieure, tandis que son extrémité arrière/sclérale se termine dans l'ampoule. Le PRESERFLO MicroShunt agit la pression intraoculaire en drainant l'humeur aqueuse de la chambre antérieure à haute pression vers l'ampoule de pression inférieure.

CONTENU DU PRESERFLO™ MicroShunt (OTE)

- Etiquettes pour rapports de cas (12)
- Carte patienti (1)
- MicroShunt (1)
- Marqueur scléral 3mm (1)



Dimensions de référence en millimètres.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (OTE)

- Les accessoires recommandés pour le MicroShunt PRESEFLO™ lors d'une procédure chirurgicale selon la configuration sont les suivants:
 - o Scléro-Markéris - Violet Gentiane (1)
 - o Chambre antérieure, canule 23G coupe de 6 mm (1)
 - o Scalpel ophthalmique MANI (scalpel biseau de 1 mm) (1)
 - o Éponges (3)
 - o Alginate de passage de sclère 25 x 5/8 (Aiguille 25 x 5/8) (2)

CONTRA-INDICATIONS

Le PRESERFLO MicroShunt n'est pas recommandé aux ophtalmologistes/chirurgiens ophtalmiques spécialisés dans le traitement du glaucome (y compris les chirurgiens spécialisés dans la chirurgie du segment antérieur et de la cataracte) qui ont été formés à l'utilisation du dispositif.

INDICATIONS D'UTILISATION

Le MicroShunt est conçu pour réduire la pression intraoculaire (IOP) des yeux de patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert, lorsque l'IOP reste incontrôlable sous traitement médical maximal toléré et/ou que la progression du glaucome exige une intervention chirurgicale.

GROUPES DE PATIENTS PRÉFÉRÉS

La population de patients cibles se compose de patients adultes atteints d'un glaucome primaire à angle ouvert, dans lequel la pression intraoculaire reste non contrôlée même en utilisant le traitement médical maximum toléré et/ou la progression du glaucome justifie une intervention chirurgicale.

CONTRA-INDICATIONS

L'implantation du MicroShunt est contre-indiquée dans les circonstances et conditions suivantes:

- GLAUCOME À ANGLE FERMÉ; PRÉSENCE DE CICATRICES CONJUNCTIVALES; CHIRURGIE INCONSIDÉRABLE OPHTHALMIQUE ANTÉRIEURE AFFECTANT LA CONJONCTIVE OU AUTRES PATHOLOGIES CONJUNCTIVALES (EX. EX. CONJUNCTIVITE, PTERYGIUM) DANS LE QUADRANT CILÉ; NEOVASCULARISATION ACTIVE DE L'IRIS; INFLAMMATION ACTIVE (P. EX. BLEPHARITE, CONJUNCTIVITE, SCLÉRITE, KÉRATITE, UVÉITE); PRÉSENCE D'UNE LENTILLE INTRAOCULAIRE DANS LA CHAMBRE ANTÉRIEURE (ACIOL); HULLE SILICONE INTRAOCULAIRE.

AVERTISSEMENTS

- Uniquement sur ordonnance: La vente de ce dispositif ne peut être effectuée que par un médecin ou sur son ordonnance.
- À usage unique seulement. Ne pas réutiliser ou restituer. La réutilisation ou la réutilisation peut compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou provoquer une défaillance de celui-ci, à son tour peut provoquer blessures graves, maladies, oedème ou décès. La réutilisation ou la réutilisation peut également créer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer chez le patient une infection ou surinfection, y compris, mais ne se limitent pas à la

transmission de maladies infectieuses d'un patient à un autre. La contamination du dispositif peut provoquer blessures. Le MicroShunt n'est pas destiné à être réutilisé.

- Après utilisation, débarrassez-vous du produit et de son emballage conformément aux directives hospitalières, administratives et/ou réglementaires locales.

- Après utilisation, débarrassez-vous du produit et de son emballage conformément aux directives hospitalières, administratives et/ou réglementaires locales. Suivez les instructions fournies pour la destruction de la MMC.

- Le dispositif MicroShunt ne doit pas être soumis à un contact direct avec des matériaux (p. ex. onguents, disperses, etc.) susceptibles de gêner son utilisation.

PRÉCAUTIONS

- La sécurité et l'efficacité du MicroShunt sont plus établies chez les patients soumis aux circonstances ou conditions suivantes:
 - o Inflammation chronique des yeux
 - o Glaucome congénital et infantile des yeux
 - o Glaucome unilatéral des yeux
 - o Glaucome uveïtal des yeux
 - o Glaucome pigmentaire ou pigmentaire des yeux
 - o Glaucome secondaire à angle ouvert des yeux
 - o Chargeur inconnue antérieure ou procédure ciliablaatsre subies par les yeux
- Implantation avec chirurgie concomitante de la cataracte avec implantation d'une lentille intraoculaire
- Évitez de manipuler le dispositif avec des pinces dentées. Les pinces de type McPherson sont recommandées.
- L'IOP du patient doit faire l'objet d'un suivi post-opératoire. Si l'IOP n'est pas correctement maintenue après l'intervention, il y aura lieu d'évaluer un traitement supplémentaire pour la maintenir.
- La sécurité et l'efficacité de l'emploi de plusieurs PRESERFLO™ MicroShunt n'ont pas été établies.
- Si le MicroShunt est déformé, plié, étiré, tordu, ne l'utilisez pas.
- La création de 2 tunnels scléraux ou plus dans le but d'implanter le MicroShunt pourrait provoquer une fuite de l'humeur aqueuse et/ou une infection chronique. Si les tunnels scléraux supplémentaires ne sont créés qu'au deuxième ou troisième site, il n'y a pas de risque de fuite de l'humeur aqueuse.
- Lors du traitement de patients présentant une chambre antérieure peu profonde ou plate, il est possible qu'une infection pharmacologique de la pupille chez les patients provoque une obstruction de la pupille. Pour ces patients, une surveillance plus fréquente de la pression intraoculaire est recommandée à la suite de l'opération.

COMPLICATIONS DURANT ET APRÈS LA PROCÉDURE ÉVENTUELLES

Les complications survient et après la procédure peuvent comprendre:

- Inflammation chronique de la pupille, augmentation du rapport capsule sur disque (CD), les complications liées à l'anesthésie, la diffusion d'intraculair de MicroShunt, l'échec d'insertion du dispositif, le mauvais fonctionnement du dispositif, le repositionnement du dispositif, le processus d'absorption, la migration du tube en dehors de la chambre antérieure, une chambre antérieure plate, une chambre antérieure peu profonde, une hernie choroidienne excessive dans la chambre antérieure ou le site d'incision de la cut, un contact entre le MicroShunt et la cornée ou l'iris, une pression intraoculaire trop ou pas adéquate, une infection chronique, une infection oculaire, un épanchement choroidien ou une hémorragie choroidienne, une complication de la rétine (détachement de la rétine, une rétinite proliférante), un hyphéma, une hypotonie ou une maculopathie hypotonique, une ptise oculaire, une endophtalmie, une érosion du tube à la conjonctive, un bouchon du tube partiel ou complet (bouchon par iris, la vitre, la fibre ou des débris), une indolence, une incarcération de l'iris, une uveïte, une irite, une diplopie, une mauvaise direction axiale, des complications de la cornée (abrasion, oedème, ulcère, infection, décompensation, kératite), bursite, perte de cellules endothéliales, stries de Descemet, hémorragie et/ou une tige de la vue, une tumeur, une perforation du globe oculaire, une fuite d'une bulbe filtrante, une bécote, une bulbe filtrante lysitique, une détérioration de la bulbe filtrante, un bloc pupillaire, une ptose, un oedème maculaire, une inflammation prolongée, une utilisation de médicaments pour un glaucome, des douleurs oculaires, des complications conjonctivales (détachement, hémorragie, hypertélie, cicatrice, desquam, ulcère), adhésion de l'iris/synchié, l'abrasion de l'iris, le développement ou la progression de la cataracte, l'absence de la capsule postérieure, l'expansion du MicroShunt, une réaction d'absorption, une sensation de corps étranger, de la fibre dans la chambre antérieure, une lésion du champ visuel, une ré-intervention chirurgicale imprévue liée à un glaucome, hémorragie du disque optique, perforation du globe, des déshaptés, une hémorragie du vitre du globe filtrant une plaque et des complications associées à la suture.

STÉRILISATION

Tous les composants du PRESERFLO™ MicroShunt sont stériles lors de leur réception. Les composants du PRESERFLO™ MicroShunt sont stériles par ETO conformément au recommandation de ISO 11135. Le contenu resté stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé. En cas de désinfection volontaire du PRESERFLO™ MicroShunt, ou si l'emballage est ouvert et/ou endommagé, jetez le dispositif. **NE PAS RESTÉRILISER.**

STOCKAGE

Conservez dans une pièce dont la température est contrôlée (20±5 °C) et évitez toute chaleur excessive, humidité excessive, lumière directe et/ou réserve.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'utilisation de ce dispositif est réservée aux personnes correctement formées.

Chirurgie:

1. **Anesthésie:** Le choix du type d'anesthésie se fera à la discrétion du chirurgien.
2. **Préparation du PRESERFLO™ MicroShunt:** a) Examinez soigneusement la pochette contenant le PRESERFLO™ MicroShunt. Si la pochette est endommagée, n'utilisez pas le dispositif. b) Retirez le PRESERFLO™ MicroShunt de l'emballage stérile pour le placer dans un champ stérile. c) Mouillez le MicroShunt avec une solution saline équilibrée BSS.
3. **Planification de l'emplacement de l'implant:** L'insertion du MicroShunt se fait à la discrétion du chirurgien dans le quadrant supratemporal de l'œil et évite les muscles droits.
4. **Traction cornéenne et lambeau conjonctival / capsule de Tenon:** La désaction d'épave une traction cornéenne à l'aide d'une sclère est laissée à la discrétion du chirurgien. Dans la zone chirurgicale prévue, pratiquez une incision de perfonie de 6 à 8 mm, puis désincisez une poche sous-conjonctivale la capsule de Tenon (base du fornix) sur n/8 à 9 et/ou hémorragie active dans la zone de pénétration prévue du MicroShunt. Évitez toute cautérisation excessive pouvant accroître le risque de cicatrices.
5. **Application de MMC:** Suivant les instructions du chirurgien, appliquez des éponges saturées de MMC sur la sclère sous la poche sous-conjonctivale la capsule de Tenon en veillant à ce qu'elle n'entrent pas en contact avec le bord de la plaque conjonctive. Retirez les éponges et rincez avec de grandes quantités de BSS (> 20 mL).
6. **Préparation du site d'entrée de la chambre antérieure:** Enlever le marqueur (scléral) de 8 à 20 mm et marquer avec le stylo marqueur - violet gentiane un point à 3 mm du limbe.
7. **Préparation de la chambre antérieure:** Enlever le marqueur (scléral) de 8 à 20 mm et marquer la face de la poche antérieure, pénètrez juste au-dessus du plan de l'iris au point marqué, créez un tunnel scléral dans la chambre antérieure, pénètrez juste au-dessus du bord central du limbe conjonctif (bord postérieur de la zone bleue/glaucome qui devient un tunnel filtrant) et le sclère, en évitant la zone bleue. Évitez une ou deux tentatives de ponction. Utilisez un scalpel à usage unique de 2 mm de long créé à l'extrémité distale du tunnel scléral à l'endroit où la flèche du MicroShunt est retirée.
8. En cas d'utilisation d'un scalpel biseau de 1 mm: Au point marqué, créez une poche sclérale peu profonde de 2 mm de long, à l'endroit où la flèche du MicroShunt est retirée. Insérez une aiguille de 25 G dans la poche sclérale et créez un tunnel scléral dans la chambre antérieure, juste au-dessus du plan de l'iris (niveau du trabéculum). Suivant les instructions du chirurgien, pénétrez juste au-dessus du bord central du limbe conjonctif (bord postérieur de la zone bleue/glaucome qui devient l'entrée de la ligne de Schwabe), le cas échéant.
9. **Insertion du MicroShunt dans la chambre antérieure:** À l'aide d'une pince non dentée, positionnez le tube du MicroShunt dans la poche sclérale. Lorsque le tube du MicroShunt est en place, gardez la face de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté de la rainure d'origine. Si le MicroShunt est endommagé au cours de la procédure, utilisez un nouveau MicroShunt et une nouvelle pochette (nouveau tunnel scléral). Après l'insertion réussie du MicroShunt, retirez le tube du MicroShunt dans la chambre antérieure et évitez de garder le tube de la flèche parallèle à la surface sclérale. Insérez délicatement le MicroShunt dans la poche/le tunnel scléral jusqu'à ce que la flèche soit retirée sous la poche sclérale. L'utilisation d'une force excessive entraînera une courbure temporaire du MicroShunt, augmentant la difficulté de pénétration. En cas d'insuccès, vous pouvez créer une ou deux autres poches tunnel sclérales) à environ 1 mm de chaque côté

